



VÁLASZTÉK, MINŐSÉG ÉS ÉRTÉK A VILÁGÉLSŐ TUDOMÁNYOS SZÁLLÍTÓTÓL

HPLC-MS Oldószerek

Pontos és reprodukálható LC-MS eredmények
a legkiválóbb minőségű vegyszerek használatával



HPLC-MS Oldószer

Pontos és reprodukálható HPLC eredmények
kiváló minőségű vegyszerek használatával

Választék, minőség
és érték a világelső
tudományos
szállítótól

A Fisher Chemical
specifikáció garanciája

„Garantáljuk, hogy a termék
teljesíti, vagy túlteljesíti
az aktuális katalógusban
specifikált minőséget”

Melyek a Fisher Chemical HPLC-MS oldószereinek előnyei?

Oldószereink új generációját úgy fejlesztettük, hogy
kielégítsék az LC-MS technika szigorú követelményeit.

A Fisher Chemical LC-MS oldószerek jellemzése

- **Kiváló minőség, reprodukálható eredmények**
 - Növelje meg LC-MS módszereinek érzékenységét
 - Valódi csúcsok (< 50 ppb fémion-tartalom) a jobb komponens meghatározáshoz
 - Stabil, egyenes alapvonal, amely korrelál a dióda-array háttérrel
 - Az alacsony szennyezés-koncentráció miatt magas ionizációs hatások
- **Minőségi paraméterek**
 - Kicsiny bepárlási maradék
 - 0,2 mikronos szűrőn szűrve
 - Gradiens elúció esetén is alacsony abszorbanciák
 - Alacsony nyomelemtartalom, az alkáli és alkáliföldfémek esetében is
 - Kis sav-, illetve bázistartalom
- **Kényelem**
 - Specifikusan LC-MS alkalmazásban tesztelt, ahhoz előkészített
 - Kényelem és pontosság a tömegspektrometriás adatok értelmezésében
 - LC-MS és LC-UV kompatibilis az alacsony UV abszorbancia miatt
- **Minőségellenőrzés**
 - Szigorú követelmények a sav és bázis koncentrációkra
 - Bepárlási maradékokra és különböző ionokra is specifikált
 - LC-MS módszerben is ellenőrzik megbízhatóságát
- **Megtakarítás**
 - Az oldószerek alacsony szennyezései miatt hosszabb oszlopélettartam
 - Az LC-MS rendszer nem dugulhat el szilárd részecskék, vagy idegen szennyezés miatt

LC-MS a Fisher Chemical-nál

Az LC-MS-t alkalmazók tudják, hogy a nem specifikált oldószerekben található szennyezések félrevezető eredményekhez vezethetnek. Az ilyen problémák megelőzésére a Fisher Chemical LC-MS oldószerek gyártásánál és tesztelésénél a legszigorúbb előírásokat alkalmazzák.

Az LC-MS egyre inkább az az analitikai eszköz, amely a molekulatömeg és a szerkezeti információk mellett a vegyület azonosítását és mennyiségi meghatározását is lehetővé teszi. A vegyületek széles körére, számos kromatográfiai technikában alkalmazható. Nagy szelektivitása mellett könnyen használható. A megfelelő reagensekkel eredményei teljes mértékben megbízhatók lesznek.



Fisher Chemical LC-MS oldószer specifikációk

	Acetonitril LC-MS	Metanol LC-MS	Víz LC-MS
Termékkód	A/0638	M/4062	W/0112
Tartalom (GC)	> 99,9 %	> 99,9 %	-
Savasság	< 0,0002 mekv/g	< 0,0002 mekv/g	-
Bázisosság	< 0,0001 mekv/g	< 0,00008 mekv/g	-
Bepárlási maradék	< 2 ppm	< 5 ppm	< 1 ppm
Víz (Karl Fischer)	< 0,01 %	< 0,02 %	-
Transzmittancia (200 nm)	< 0,03AU	-	< 0,005AU
Transzmittancia (230 nm)	< 0,005AU	< 0,05AU	< 0,005AU
Transzmittancia (260 nm)	-	< 0,005AU	-
HPLC gradient (254 nm)	< 0,2 mAU	< 0,5 mAU	< 0,2 mAU
Ezüst (Ag)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Alumínium (Al)	< 0,05 ppm	< 0,2 ppm	< 0,05 ppm
Bárium (Ba)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Kalcium (Ca)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Kadmium (Cd)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Kobalt (Co)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Króm (Cr)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Réz (Cu)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Vas (Fe)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Kálium (K)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,1 ppm
Magnézium (Mg)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Mangán (Mn)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Nátrium (Na)	< 0,05 ppm	< 0,5 ppm	< 0,01 ppm
Nikkel (Ni)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Ólom (Pb)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Ón (Sn)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
Cink (Zn)	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm	< 0,01 ppm
LC-MS alkalmasság	előírás szerint	előírás szerint	előírás szerint

LC-MS Oldószerek: Fisher Chemical kódok és csomagolás

Kód	Megnevezés	Csomagolás	Ár
A/0638/15	Acetonitril HPLC, LC-MS célra	1 literes üvegpalack	4 940 Ft
A/0638/17	Acetonitril HPLC, LC-MS célra	2,5 literes üvegpalack	10 090 Ft
M/4062/15	Metanol HPLC, LC-MS célra	1 literes üvegpalack	2 790 Ft
M/4062/17	Metanol HPLC, LC-MS célra	2,5 literes üvegpalack	5 580 Ft
W/0112/15	Víz HPLC, LC-MS célra	1 literes üvegpalack	2 210 Ft
W/0112/17	Víz HPLC, LC-MS célra	2,5 literes üvegpalack	2 920 Ft

Garantált minőségű HPLC oldószerek



A Fisher Chemical CertiFied™ HPLC oldószerek garantáltan alacsony UV abszorpcióval jellemezhetők. Különlegességük, hogy az UV abszorbancia értékeket és az UV spektrumot a címkén is feltüntették.

- A sarzs specifikus analízisadatok részletes információt adnak a tartalomról, a víztartalomról, bepárlási maradékról, savas, vagy bázisos tulajdonságokról. Számszerű abszorbancia értékeket is közöl, amely azonos a minőségi bizonyítványban közölt adatokkal.
- Az abszorbancia görbe az oldószer abszorbanciájának grafikus megjelenítése. Ez lehetőséget ad az előzőleg használt oldószerrel, a specifikációval való gyors összehasonlításra és garanciát ad a minőségre, annak állandóságára.

HPLC fluoreszcenciás detektálással



Alkalmazásban tesztelt és garantált mind fluoreszcenciás, mind UV detektáláshoz. Az ilyen típusú oldószereket olyan specifikus módszerekben alkalmazzák, mint például a vitamin analízis.

- A HPLC oldószerek ezen csoportjára széles gerjesztési és emissziós hullámhossz-tartományban alacsony fluoreszcencia emisszót garantálunk.

HPLC elektrokémiai detektálással



A HPLC-EC nagyérzékenységű, szelektív módszer olyan elektrokémiailag aktív vegyületek vizsgálatában, mint például a vitaminok és a katecholaminok.

- Ezeknek az oldószereknek a tisztításánál az elektrokémiailag aktív vegyületeket is eltávolítjuk, majd HPLC-EC alkalmazásban minősítjük. Ez alacsony háttérrel garantál az Ön alkalmazásában is.

„Advanced” HPLC oldószerek és pufferek



A nagy tisztaságú oldószerek és pufferek újonnan bevezetett, innovatív termékcsoportja a HPLC módszerfejlesztést segíti, a következő kiemelkedő tulajdonságaival:

- Minimális alapvonalváltozásra fejlesztve és minősítve gradiens körülmények között is
- Az összes alap oldószer, így az acetonitril, a metanol és a víz is hozzáférhető, egy sor előre elkészített HPLC pufferoldattal együtt
- A legnagyobb háttércsúcs abszorbanciája 0,1 mAU oldószerekre, 0,5 mAU pufferekre
- Biztos lehet abban, hogy a legkisebb abszorbeáló csúcs is a mintából, nem pedig az oldószerből, vagy a pufferből származik

A Fisher Chemical termékeit az alábbi címeken rendelheti meg:

Reanal Laborvegyszer Kft. • 1147 Budapest, Telepes u. 53. • Tel: (1) 4677-524 • Fax: (1) 4677-535 • E-mail: reanal-labor@reanal-labor.hu • web: www.reanal-labor.hu

Reanal-Ker Kft. • 1147 Budapest, Telepes u. 54-56. • Tel: (1) 4677-526 • Fax: (1) 4677-542 • E-mail: reanalker@reanalker.hu • web: www.reanalker.hu

Thermo Fisher Scientific • Geel West Zone 2; Janssen Pharmaceuticaalaan 3a; B-2440 Geel, Belgium • Tel: +32 (0)14 57 52 11 • Fax: +32 (0)14 59 34 34 • web: www.acros.com