



SZŰRŐPAPÍROK a



kínálatából

A **PRAT-DUMAS** Franciaország legrégebbi papírgyára, mely 1460-ban jött létre, és azóta folyamatosan működik. Termékei között széles választékban találunk szűrőpapírokat különféle laboratóriumi és ipari célra 30 g/m² és 1200 g/m² között. Sima és kreppelt felületű, többféle átmérőjű és íves szűrőpapírokat, üvegszálás szűrőpapírokat, extraháló hüvelyeket, membránszűrőket kínálnak a gyógyszeripar, élelmiszeripar, galvánipar és egyéb vegyipari ágazatok számára.

Kvantitatív szűrőpapírok

A hamumentes szűrőpapírok nagytisztaságú gyapot cellulóz alapanyagból készülnek, hamutartalmuk 0,002% alatt van, ezért kiválóan alkalmasak kvantitatív vizsgálatokhoz. Korong-, redős- és ív formában szállítjuk

Szűrőpapír, ref. 6600

Pórusméret: 8-12 μ Tömeg: 80 g/m² Vastagság: 270 μ m
Megfelel: MN 640 M; Whatman 40
Hamumentes, közepesen gyors, általános kvantitatív szűréshez

Szűrőpapír, ref. 6601

Pórusméret: 7-9 μ Tömeg: 80 g/m² Vastagság: 290 μ m
Megfelel: MN 640 D; Whatman 42
Hamumentes, finom csapadékokhoz, kvantitatív lassú szűréshez

Szűrőpapír, ref. 6603

Pórusméret: 12-16 μ Tömeg: 80 g/m² Vastagság: 250 μ m
Megfelel: MN 640 W; Whatman 41
Hamumentes, nagyon gyors, durva szemcséjű csapadékok kvantitatív szűréséhez

Szűrőpapír, ref. 600

Pórusméret: 8-12 μ Tömeg: 80 g/m² Vastagság: 270 μ m
Megfelel: Whatman 52
Kvalitatív, közepesen gyors

Kvalitatív szűrőpapírok

A kvalitatív szűrőpapírokat általános laboratóriumi szűrésekhez ajánljuk korong-, redős- és ív formában.

Szűrőpapír, ref. 106

Pórusméret: 7-10 μ Tömeg: 65 g/m² Vastagság: 170 μ m
Megfelel: MN 615; Whatman 93
Kvalitatív, közepesen gyors

Szűrőpapír, ref. 107

Pórusméret: 4-7 μ Tömeg: 74 g/m² Vastagság: 190 μ m
Megfelel: MN 612; Whatman 93
Kvalitatív, közepesen gyors, erősített, általános laboratóriumi célra

Szűrőpapír, ref. 116

Pórusméret: 4-7 μ Tömeg: 160 g/m² Vastagság: 370 μ m
Megfelel: MN 618; Whatman 3
Kvalitatív, közepesen gyors



SZŰRŐPAPÍROK a

REANAL LABOR

kínálatából

Szűrőpapír. ref. 210

Pórusméret: 2-3 μ Tömeg: 100 g/m² Vastagság: 200 μ m
Megfelel: MN 619 G; Whatman 5
Kvalitatív, foszfátmentes, sűrű, lassú

Szűrőpapír. ref. 307

Pórusméret: 8-10 μ Tömeg: 75 g/m² Vastagság: 240 μ m
Megfelel: MN 751; Whatman N 91
Kvalitatív, gyors, krepp, erősített,

Szűrőpapír. ref. 607

Pórusméret: 25 μ Tömeg: 75 g/m² Vastagság: 200 μ m
Megfelel: MN 614; MN 715; Whatman 114 és 114V
Kvalitatív, nagyon gyors, erősített, általános laboratóriumi célra

Szűrőpapír. ref. 609

Pórusméret: 20-25 μ Tömeg: 95 g/m² Vastagság: 215 μ m
Megfelel: MN 617; Whatman 4
Kvalitatív, nagyon gyors

Üvegszálás szűrőpapírok

Az üvegszálás szűrők 100%-ban mikroszálás boroszilikát üvegből kötőanyag nélkül készülnek, ezért igen gyors szűrésre alkalmasak akár magas hőmérsékleten is. Alapanyagának köszönhetően a legtöbb oldószernek jól ellenállnak.

Szűrőpapír ref. 875

Pórusméret: 0,9-1,2 μ Tömeg: 75 g/m² Vastagság: 480 μ m
Megfelel: MN 85/90; Whatman GF 6
Üvegszálás, finom részecskék szűrésére, gyors, 380 °C-ig, kötőanyaggal

Szűrőpapír ref. 8855

Pórusméret: 1,2 μ Tömeg: 55 g/m² Vastagság: 270 μ m
Megfelel: MN GF-1; Whatman GF/C
Üvegszálás, nagyon gyors, 380 °C-ig, kötőanyag nélkül

Membránszűrők

A különböző alapanyagokból készített membránszűrők gyors és hatékony elválasztást tesznek lehetővé, steril vagy rácsozott kivitelben is forgalmazzuk.

Extraháló hüvelyek

Az extraháló hüvelyek nagyon ellenálló tiszta cellulózból készülnek, 25 db-os csomagolásban szállítjuk.

Kvantitatív szűrőpapírok

2992P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6600, 5,5 cm	100/db/db	2 120 Ft+Áfa
3027P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6600, 9 cm	100/db/db	3 340 Ft+Áfa
3009P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6600, 11 cm	100/db/db	4 750 Ft+Áfa
3024P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6600, 12,5 cm	100/db/db	6 090 Ft+Áfa
3025P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6600, 15 cm	100/db/db	8 530 Ft+Áfa
3026P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6600, 18,5 cm	100/db/db	12 180 Ft+Áfa

3023P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6601, 9 cm	100/db/db	3 900 Ft+Áfa
3021P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6601, 11 cm	100/db/db	5 150 Ft+Áfa
4842P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6601, 12,5 cm	100/db/db	5 660 Ft+Áfa
3022P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6601, 15 cm	100/db/db	8 260 Ft+Áfa

3520P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6603, 9 cm	100/db/db	4 040 Ft+Áfa
3028P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6603, 11 cm	100/db/db	5 000 Ft+Áfa
3521P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6603, 12,5 cm	100/db/db	5 500 Ft+Áfa
3522P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6603, 1/4, 12,5cm	100/db/db	10 340 Ft+Áfa
3029P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6603, 15 cm	100/db/db	7 640 Ft+Áfa
3030P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 6603, 18,5 cm	100/db/db	10 910 Ft+Áfa

3518P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 600, 11cm	100/db/db	2 480 Ft+Áfa
3016P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 600, 15cm	100/db/db	2 930 Ft+Áfa
3519P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 600, 18,5cm	100/db/db	3 770 Ft+Áfa
3059P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 600, 55x55cm	100/db/db	28 200 Ft+Áfa

Kvalitatív szűrőpapírok

3040P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 1/4, 9cm	100/db/db	4 480 Ft+Áfa
2998P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 12,5 cm	100/db/db	1 620 Ft+Áfa
3036P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 1/4, 12,5cm	100/db/db	4 650 Ft+Áfa
3058P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 15cm	100/db/db	2 440 Ft+Áfa
3037P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 1/4, 15cm	100/db/db	7 390 Ft+Áfa
3005P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 1/4, 18,5cm	100/db/db	7 700 Ft+Áfa
2994P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 24cm	100/db/db	4 820 Ft+Áfa
3038P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 1/4, 24cm	100/db/db	7 950 Ft+Áfa
3039P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 1/4, 32cm	100/db/db	11 110 Ft+Áfa
3057P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 106, 55x55cm	100/db/db	19 560 Ft+Áfa

3053P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 107, 55x55 cm	100/db/db	20 200 Ft+Áfa
---------------	-------------------------------	-----------	---------------

4908P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 116, 15 cm	100/db/db	2 760 Ft+Áfa
3063P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 116, 58x58cm	100/db/db	32 000 Ft+Áfa

2995P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 210, 1/4, 11cm	100/db/db	4 920 Ft+Áfa
3045P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 210, 1/4, 15cm	100/db/db	6 920 Ft+Áfa
3046P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 210, 1/4, 18,5cm	100/db/db	7 590 Ft+Áfa



SZŰRŐPAPÍROK a



kínálatából

3067P-0-99-87	Szűrőpapír ref.307, 55x55cm	100/db/db	13 720 Ft+Áfa
---------------	-----------------------------	-----------	---------------

3015P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 607, 9 cm	100/db/db	1 390 Ft+Áfa
3012P-0-99-87	Szűrőpapír, ref. 607, 11 cm	100/db/db	1 630 Ft+Áfa
3050P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 607, 1/4, 15 cm	100/db/db	6 580 Ft+Áfa
3013P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 607, 18,5 cm	100/db/db	5 210 Ft+Áfa
3051P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 607, 1/4, 18,5cm	100/db/db	7 030 Ft+Áfa
3055P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 607, 55x55 cm	100/db/db	20 820 Ft+Áfa

4847P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 609, 7 cm	100/db/db	1 320 Ft+Áfa
4848P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 609, 9 cm	100/db/db	1 740 Ft+Áfa
4849P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 609, 11 cm	100/db/db	2 290 Ft+Áfa
3041P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 609, 1/4, 12,5cm	100/db/db	7 100 Ft+Áfa
3061P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 609, 55x55cm	100/db/db	24 900

Üvegszálás szűrőpapírok

2999P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 875, 5 cm	100/db/db	4 160 Ft+Áfa
2988P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 875, 11 cm	100/db/db	12 480 Ft+Áfa
2989P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 875, 15 cm	100/db/db	19 430 Ft+Áfa

4803P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 8855, 4,5 cm	100/db/db	5 710 Ft+Áfa
4817P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 8855, 5,5 cm	100/db/db	6 140 Ft+Áfa
4802P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 8855, 6 cm	100/db/db	7 400 Ft+Áfa
2997P-0-99-87	Szűrőpapír ref. 8855, 11 cm	100/db/db	15 040 Ft+Áfa

Membránszűrők

4926P-0-99-87	Membránszűrő CAc. 47mm 0,20µm	100/db/db	20 890 Ft+Áfa
4924P-0-99-87	Membránszűrő CAc.47 mm 0,45 µm	100/db/db	25 160 Ft+Áfa
4940P-0-99-87	Membránszűrő CN 47 mm 0,20 µm	100/db/db	20 890 Ft+Áfa
4941P-0-99-87	Membránszűrő CN 47 mm 0,45 µm	100/db/db	20 890 Ft+Áfa
4943P-0-99-87	Membránszűrő CN 50 mm 0,45 µm	100/db/db	20 890 Ft+Áfa
4929P-0-99-87	Membránszűrő CVÉ 47 mm, 0,45µm	100/db/db	22 690 Ft+Áfa
4923P-0-99-87	Membránszűrő CVÉ 50 mm, 0,45µm	100/db/db	24 260 Ft+Áfa

Extraháló hüvelyek

0976P-0-99-08	Extraháló hüvely 22x80 mm	25/db/db	14 370 Ft+Áfa
0975P-0-99-08	Extraháló hüvely 27/31 x 80 mm	25/db/db	14 370 Ft+Áfa
0977P-0-99-08	Extraháló hüvely 30/34x100 mm	25/db/db	15 980 Ft+Áfa

Egyéb minőségek és méretek is elérhetők, kérjük, keresse vevőszolgálatunkat!

Elérhetőségek:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467 7535

reanallabor@reanallabor.hu www.reanallabor.hu

Papeterie Prat-Dumas

www.pratdumas.com